



Hygienekontrolltechnik, Reinhold Pfeiffer
Chemnitzer Straße 33, 09212 Limbach-Oberfrohna
Tel./Fax 03722-95370, Email: HK-Pfeiffer@web.de

Reinigungsindikator für die Flächenreinigung - CLEANtest K-Indikatoren

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Anwendungsbereich: | Indikator zur Eigenkontrolle der Reinigungswirkung der Flächenreinigung sowie der Oberflächenreinigung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten |
| Bezugsnorm: | DIN ISO/TS 15883-5 |
| Spezifikation: | <p>Prüfanschmutzung: farbig(rot) modifizierte RAMS</p> <p>Substrat/Träger: selbstklebende durchsichtige Folienpunkte</p> <p>Prüfung: Ja-Nein-Nachweis</p> <p>Verpackungseinheit: 108 Reinigungsindikatoren auf zwei Bogen a 54 Reinigungsindikatoren</p> <p>Haltbarkeit: bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate</p> <p>Lagerung: Raumtemperatur, lichtgeschützt, nicht über 65 % relativer Luftfeuchte</p> <p>Toxikologie: die Prüfanschmutzung enthält keine giftigen Stoffe</p> |
| Anwendungshinweise: | Die Indikatoren werden an kritischen Oberflächenstellen aufgeklebt. Nach dem Reinigungsprozess werden die Indikatoren auf Restanschmutzung bewertet. Wenn keine farbige Prüfanschmutzung mehr erkennbar ist, war die Reinigung erfolgreich. Die CLEANtest K-Indikatoren können zur Nachweisführung erneut eingeklebt werden. Die konkrete Verfahrensweise der Eigenkontrolle ist von der Prüfungsaufgabe abhängig und ist in der Beipackinformation beschrieben. Ein direkter Rückschluss der Ergebnisse der Prüfung auf die vollständige und ordnungsgemäße Reinigung aller Oberflächen wird ausgeschlossen. |

Technische Änderungen vorbehalten.