

Fax-Bestellung: 037437-2418

Prüfung von Sterilisatoren mit Bioindikatoren

MIKROBIOLOGISCHE PRÜFUNG VON DAMPFSTERILISATOREN

<u>Leistungen</u>	<u>Einzelpreis (zzgl. MwSt.)</u>
- Zusendung der benötigten Anzahl Bioindikatoren inkl. Prüfformular	0,55 EUR
Mikrobiologische Auswertung der Bioindikatoren nach Sterilisation sowie eines unbehandelten Bioindikators (Transportkontrolle)	3,00 EUR
Zusendung des Prüfergebnisses	
- Bioindikator gem. DIN EN ISO 11138-3 für die Dampfsterilisation: Testkeim <i>Geobacillus (Bacillus) stearothermophilus</i> $N_0 > 10^5$	0,64 EUR

Die Anzahl der einzusetzenden Bioindikatoren richtet sich nach der Größe des Sterilisierbehälters:

Volumen des Sterilisierbehälters in dm ³ bzw. Liter	Grundfläche des Sterilisierbehälters in cm ²	Anzahl der Bioindikatoren inkl. Kontrollindikator
< 1	< 200	1 + 1
1 - 5	> 200	3 + 1
> 5	-	5 + 1

MIKROBIOLOGISCHE PRÜFUNG VON HEISSLUFTSTERILISATOREN

<u>Leistungen</u>	<u>Einzelpreis (zzgl. MwSt.)</u>
- Zusendung der benötigten Anzahl Bioindikatoren inkl. Prüfformular	0,55 EUR
Mikrobiologische Auswertung der Bioindikatoren nach Sterilisation sowie eines unbehandelten Bioindikators (Transportkontrolle)	3,00 EUR
Zusendung des Prüfergebnisses	
- Bioindikator gem. DIN EN ISO 11138-4 für die Heißluftsterilisation: Testkeim <i>Bacillus atrophaeus (subtilis)</i> $N_0 > 10^6$	0,64 EUR

Die Anzahl der einzusetzenden Bioindikatoren ist abhängig von der Größe des Nutzraumes:

Volumen des Nutzraumes in dm ³ bzw. Liter	Anzahl der Bioindikatoren inkl. Kontrollindikator
bis 6	3 + 1
über 6 bis 30	6 + 1
über 30 bis 60	9 + 1
über 60 bis 250	12 + 1

Bestellformular

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Mikrobiologische Prüfung eines	Anzahl Bioindikatoren	Gesamtpreis (zzgl. MwSt.)
Dampfsterilisators <input type="checkbox"/>	2 Stck. <input type="checkbox"/>	7,83 EUR
	4 Stck. <input type="checkbox"/>	15,11 EUR
	6 Stck. <input type="checkbox"/>	22,39 EUR
Heißluftsterilisators <input type="checkbox"/>	4 Stck. <input type="checkbox"/>	15,11 EUR
	7 Stck. <input type="checkbox"/>	26,03 EUR
	10 Stck. <input type="checkbox"/>	36,95 EUR
	13 Stck. <input type="checkbox"/>	47,87 EUR

Auf Wunsch senden wir Ihnen die Bioindikatoren unaufgefordert halbjährlich zu: ja nein

Lieferadresse/Stempel:

.....
Datum, Unterschrift