

## FAX-Bestellung

**037437-2418**

Lieferadresse:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax.: \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

## Bioindikatoren für die Desinfektion und Dekontamination

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
<b>Desi-Test-D 105°C</b> Bioindikator für die Dampfdesinfektion bei 105°C Testkeim: B. atrophaeus ATCC 9372	10.100	1	
	10.110	Set (9+1)	
<b>Desi-Test-D 75°C</b> Bioindikator für die Dampfdesinfektion bei 75°C Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.200	1	
	10.210	Set (9+1)	
<b>Desi-Test-S</b> Bioindikator zur Prüfung von Steckbeckenspülnern Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.300	1	
	10.310	Set (5+1)	
<b>Desi-Test-B</b> Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Bettgestellen u. Nachttischen Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.400	1	
	10.410	Set (10+1)	
<b>Desi-Test-G</b> Bioindikator zur Prüfung von Geschirrspülautomaten Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.700	1	
	10.710	Set (5+1)	

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
<b>MTG-Test</b> zur Prüfung von Mehrtank-Transport- geschirrspülmaschinen – 8 + 1 Bioindikatoren mit E. faecium ATCC 6057 und Prüfanschmutzung gem. DIN 10510 – 10 Rodac-Platten	10.720	Set	
<b>Desi-Test-W</b> Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Wäsche <i>Ausführung A</i> mit Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.510 10.511	1 Set (10+1)	
<i>Ausführung B</i> mit Testkeim: S. aureus ATCC 6538	10.520 10.521	1 Set (10+1)	
<b>Desi-Test-R</b> Bioindikator zur Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) <i>Ausführung A:</i> 5 Schrauben + 5 Schläuche mit Testkeim E. faecium ATCC 6057 und je 1 Kontrolle	10.610	Set	
<i>Ausführung B:</i> Schrauben mit Testkeim E. faecium ATCC 6057	10.620 10.621	1 Set (10+1)	
<i>Ausführung C:</i> Schrauben mit Testkeim E. faecium ATCC 6057	10.630 10.631	1 Set (10+1)	
<b>Desi-Test-Schuhe</b> Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von OP-Schuhen Testkeim: E. faecium ATCC 6057	10.730 10.731	1 Set (10+1)	
<b>TES-EN-Test</b> mit E. faecium ATCC 6057 und Prüfanschmutzung kontaminierter Teflonschlauch (Dummy) zur Prüfung von Endoskop-Aufbereitungsautomaten gem. DIN EN ISO 15883-4 inkl. mikrobiologischer Auswertung nach Anwendung (Best. der Keimzahlreduktion)	10.800	1	

.....  
Datum

.....  
Stempel/Unterschrift