

## Bestellung

FAX 037437-2418  
 E-MAIL info@mtl-be.de

Rechnungsadresse:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax.: \_\_\_\_\_

Lieferadresse:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

## Bioindikatoren für die Desinfektion und Dekontamination

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
<b>Desi-Test-S</b> Bioindikator zur Prüfung von Steckbeckenspülem Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAMS	10.300	1 Stück	
	<b>10.310</b>	<b>Set (5+1)</b>	
<b>Desi-Test-B</b> Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Bettgestellen u. Nachttischen Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAM	10.400	1 Stück	
	<b>10.410</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<b>Desi-Test-G</b> Bioindikator zur Prüfung von Geschirrspülautomaten Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAMS	10.710	1 Stück	
	<b>10.711</b>	<b>Set (5+1)</b>	
<b>MTG-Test</b> zur Prüfung von Mehrtank-Transport- geschirrspülmaschinen – 8 + 1 Bioindikatoren mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und Prüfanschmutzung gem. DIN 10510 – 10 Rodac-Platten – 1 Becher für Spüllösung	<b>10.720</b>	<b>Set</b>	

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
<b>Desi-Test-W</b>			
Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Wäsche			
<i>Ausführung A:</i> Baumwollläppchen mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 <sup>7</sup>	10.510	1 Stück	
	<b>10.511</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<i>Ausführung B:</i> Baumwollläppchen mit Testkeim <i>S. aureus</i> ATCC 6538 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 <sup>7</sup>	10.520	1 Stück	
	<b>10.521</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<i>Ausführung C:</i> 5 Baumwollläppchen + 1 Kontrolle mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 <sup>7</sup> 5 Baumwollläppchen + 1 Kontrolle mit Testkeim <i>S. aureus</i> ATCC 6538 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 <sup>7</sup>	<b>10.530</b>	<b>Set (10+2)</b>	
<b>Desi-Test-R</b>			
Bioindikator zur Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)			
<i>Ausführung A:</i> 5 Schrauben + 5 Schläuche und je 1 Kontrolle mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	<b>10.610</b>	<b>Set</b>	
<i>Ausführung B:</i> Schrauben mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	10.620	1 Stück	
	<b>10.621</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<i>Ausführung C:</i> Schläuche mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	10.630	1 Stück	
	<b>10.631</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<b>Desi-Test-Schuhe</b> Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von OP-Schuhen Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit defibriniertem Schafblut	10.730	1 Stück	
	<b>10.731</b>	<b>Set (10+1)</b>	
<b>TES-EN-Test</b> mit <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und Prüfanschmutzung kontaminierter Teflonschlauch (Dummy) zur Prüfung von Endoskop-Aufbereitungsautomaten gem. DIN EN ISO 15883-4 inkl. mikrobiologischer Auswertung nach Anwendung (Best. der Keimzahlreduktion)	<b>10.800</b>	<b>1 Stück</b>	

.....  
 Datum

.....  
 Stempel/Unterschrift